

亲和凝胶&免疫磁珠系列新品

IP/Co-IP 不二选择

五年研发 只为最好 始于信赖 忠于品质



为新手而生, 简易“三步法”能轻而易举地获得IP/Co-IP实验结果




图1.亲和凝胶应用简化原理图




图2.免疫磁珠应用简化原理图

为什么选择Elabscience® IP系列产品?

高亲和力、高灵敏度、高特异性




图3.FLAG凝胶纯化GFP-FLAG蛋白

FLAG凝胶与含目的蛋白的细胞裂解液孵育后, 非常明显地富集到了条带清晰的目的蛋白, 经过3×FLAG多肽竞争洗脱后, 得到了高纯度的蛋白, 且洗脱彻底。

操作便捷



磁珠产品, 磁性分离可节省99分钟!

种类丰富

涵盖最全磁珠凝胶标签抗体及部分纳米标签抗体。

货源充足

国内现货库存。

售后无忧

专业团队, 丰富经验, 快速解答。

免疫磁珠&亲和凝胶-试剂盒

- 用于IP/Co-IP(免疫(共)沉淀)实验。
- 试剂盒已搭配好免疫沉淀实验所需全部试剂,组分性能优质,结果输出保障。

货号	中文名称	规格/价格(¥)
EA-IP-K001	Anti-FLAG 标签 (DYKDDDDK) 快速免疫沉淀套装	50 Tests/4380
EA-IP-K002	Anti-HA 标签 (YPYDVPDYA) 快速免疫沉淀套装	50 Tests/4380
EA-IP-K003	Anti-MYC 标签 (EQKLISEEDL) 快速免疫沉淀套装	50 Tests/4380
EA-IP-K008	GST pull-down 试剂盒 (凝胶法)	25 Tests/4800
EA-IP-K007	免疫 (共) 沉淀 (IP/CoIP) 试剂盒 (凝胶法)	50 Tests/3280
EA-IP-K007M	免疫 (共) 沉淀 (IP/CoIP) 试剂盒 (磁珠法)	50 Tests/3280

免疫磁珠&亲和凝胶-试剂

- 用于IP/Co-IP(免疫(共)沉淀)实验。凝胶产品还可用于标签蛋白质的纯化。
- 由高质量单克隆抗体或纳米抗体与凝胶或磁珠共价偶联制备,凝胶具有更高的标签蛋白加载容量,磁珠具有更高的特异性和便捷性。

货号	中文名称	规格/价格(¥)
EA-IP-001	Anti-FLAG 标签 (DYKDDDDK) 亲和凝胶	2mL/2680
EA-IP-002	Anti-HA 标签 (YPYDVPDYA) 亲和凝胶	2mL/2680
EA-IP-003	Anti-MYC 标签 (EQKLISEEDL) 亲和凝胶	2mL/2680
EA-IP-004	Anti-GFP 标签亲和凝胶	2mL/2680
EA-IP-004N	Anti-GFP 标签纳米抗体亲和凝胶	2mL/2680
EA-IP-005N	Anti-mCherry 纳米抗体亲和凝胶	2mL/2680
EA-IP-006N	Anti-MBP 纳米抗体亲和凝胶	2mL/2680
EA-IP-001M	Anti-FLAG 标签 (DYKDDDDK) 免疫磁珠	1mL/2680
EA-IP-002M	Anti-HA 标签 (YPYDVPDYA) 免疫磁珠	1mL/2680
EA-IP-003M	Anti-MYC (EQKLISEEDL) 免疫磁珠	1mL/2680
EA-IP-004MN	Anti-GFP 纳米抗体免疫磁珠	1mL/2680
EA-IP-005MN	Anti-mCherry 纳米抗体免疫磁珠	1mL/2680
EA-IP-007	Protein A/G 琼脂糖凝胶	2mL/780
EA-IP-007M	Protein A/G 免疫沉淀磁珠	1mL/780

蛋白纯化-试剂盒

- 用于标签蛋白质的纯化。
- 试剂盒已搭配好标签蛋白纯化所需全套试剂,优质的抗体搭配历经数百次测试筛选的优质裂解液和洗脱液,是成功纯化出蛋白的保障。

货号	中文名称	规格/价格(¥)
EA-TP-K001	FLAG 标签 (DYKDDDDK) 融合蛋白纯化试剂盒	1 Test/6200
EA-TP-K002	HA 标签 (YPYDVPDYA) 融合蛋白纯化试剂盒	1 Test/6200
EA-TP-K003	MYC 标签 (EQKLISEEDL) 融合蛋白纯化试剂盒	1 Test/6200

武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司

技术电话:15623126501

订购电话:027-87879180

Web : www.elabscience.cn

Email : marketing@elabscience.cn



公众号



官网