

# Annexin V 凋亡检测试剂盒

## Annexin V荧光双染凋亡试剂盒

### 产品优点

👍 多种选择

15种荧光素搭配3种核染料

👌 高准确性

无需固定, 避免假阳性, 阴阳性分群明显

🕒 简便快捷

15~20 min即可完成染色

📦 兼容性强

极端条件下(细胞数 $>10^6$ )具有良好的性能

💎 性价比高

1 Assay可当2 Assays用, 可有效节约实验成本

### Elabscience®热销Annexin V凋亡检测试剂盒

产品	货号	规格
Annexin V-FITC/PI 凋亡试剂盒	E-CK-A211	20/50/100/200 Assays
Annexin V-FITC/7-AAD凋亡试剂盒	E-CK-A212	20/50/100/200 Assays
Annexin V-FITC/DAPI凋亡试剂盒	E-CK-A252	20/50/100/200 Assays
Annexin V-PE/7-AAD凋亡试剂盒	E-CK-A216	20/50/100/200 Assays
Annexin V-PE/DAPI凋亡试剂盒	E-CK-A256	20/50/100/200 Assays
Annexin V-APC/PI凋亡试剂盒	E-CK-A217	20/50/100/200 Assays
Annexin V-APC/7-AAD凋亡试剂盒	E-CK-A218	20/50/100/200 Assays
Annexin V-APC/DAPI凋亡试剂盒	E-CK-A258	20/50/100/200 Assays

# 结果展示




图1: 用5 μM喜树碱诱导Jurkat细胞4 h后, 取 $1 \times 10^6$ 个细胞, 用不同厂家Annexin V-FITC/PI试剂盒进行检测。




图2: 用5 μM喜树碱诱导Jurkat细胞4 h后, 取 $1 \times 10^5$ 个细胞, 用不同规格Annexin V-FITC/PI试剂盒 (E-CK-A211) 进行检测。


## Annexin V相关产品推荐

### Annexin V标记染色液/冻干粉

Elabscience®提供多种Annexin V标记染色液和超纯用于细胞培养级别的标记冻干粉, 满足您实验各种不同需求

Biotin	EV450	EV500	ER780
FITC	AF488	EGFP	PE/TR
PE	PE/Cyanine5	PE/Cyanine7	APC/Cyanine7
APC	AF647	PE/Cyanine5.5	Cyanine5

Annexin V标记染色液



Annexin V 标记冻干粉

### Annexin V蛋白

产品	货号	规格
Recombinant Human Annexin V/ANXA5/Annexin A5 Protein; unconjugated (His Tag)	PKSH033460	50 μg/100 μg/500 μg/1 mg

Elabscience Biotechnology Co., Ltd

官网: [www.elabscience.cn](http://www.elabscience.cn)

电话: 027-87879180

邮箱: [marketing@elabscience.cn](mailto:marketing@elabscience.cn)

地址: 武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋



微信公众号



技术支持微信