

最值得信赖的ELISA试剂盒

——CiteAb权威推荐，2,000多种试剂盒供您选择



精密度高

批内&批间CV≤10%



灵敏度高

fg/pg级别



特异性高

交叉反应率<10%



回收率良好

加标&稀释回收率
80%-120%



样本验证丰富

血清、血浆、细胞上清&
裂解液、组织匀浆等



文献引用多

13,000+篇SCI文献支持，
总IF值达60,000+

ELISA试剂盒产品优势 ★★★★★

- ★ **操作简单方便** 一步法ELISA (1.5 h)
- ★ **小鼠微量利器** 微量法ELISA (25 μL)
- ★ **灵敏度更高之选** 高敏型ELISA (fg级别)



特色ELISA试剂盒对比

项目	传统ELISA试剂盒		一步法ELISA试剂盒		微量法ELISA试剂盒	高敏型ELISA试剂盒
产品特点	靶标数量多		实验时间最短		样本用量最少	灵敏度最高
检测方法	夹心法	竞争法	夹心法	竞争法	夹心法	夹心法
上样量	100 μL	50 μL	50 μL		25 μL	100 μL
操作时间	3.5 h	2.5 h	1.5 h		3.5 h	3.5 h
操作步骤	三步	两步	一步		三步	三步
灵敏度	pg/mL		pg/mL		pg/mL	fg/mL
储存条件	2-8°C/12个月		2-8°C/6个月		2-8°C/12个月	2-8°C/12个月

一步法ELISA试剂盒

产品特点

- ⚡ **实验时间短** 实验全程仅需90 min
- 🔄 **操作简便** 单步清洗, 一步上样
- ↓ **样本用量少** 上样量仅需50 μL

应用场景

- ① 对完整实验时长有要求
- ② 样本量有限, 需要同时检测多指标
- ③ 需要检测特殊物种, 如猴、猪、兔、鸡、牛等

微量法ELISA试剂盒

产品特点

- ↓ **样本用量少** 上样量仅需25 μL, 节约样本用量75%
- 🔄 **迭代升级新工艺** 试剂盒灵敏度更高, 性能更优越
- 🎯 **聚焦热点靶标** 热点靶标, 持续上新

应用场景

- ① 做阶段性及周期性验证研究
- ② 同一小鼠同时做多指标检测
- ③ 来源困难/特别珍贵的样本类型

高敏型ELISA试剂盒

产品特点

- ↑ **灵敏度高** 灵敏度达0.20 pg/mL
- 🎯 **检出率高** 常规血清、血浆样本检测率达30%-100%
- 🧪 **样本验证丰富** 常规分泌型样本及细胞模型样本

应用场景

- ① 样本浓度低, 对灵敏度有要求
- ② 检测IL、IFN、TNF等细胞因子指标

高分文献背书, 品质保证

① A novel antidiuretic hormone governs tumour-induced renal dysfunction. (*Nature*, **IF=64.8**)

引用产品:

- cGMP ELISA Kit (E-EL-0083)
- Mouse ADH ELISA Kit (E-EL-M0106)
- Mouse ALB ELISA Kit (E-EL-M3032)
- Mouse BMG/β2-MG ELISA Kit (E-EL-M2411)

② A gut-derived hormone regulates cholesterol metabolism. (*Cell*, **IF=64.5**)

引用产品:

- Mouse ApoB ELISA Kit (E-EL-M3017)

武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司
Elabscience Biotechnology Co., Ltd.

☎ 电话: 400-999-2100

🌐 官网: www.elabscience.cn

✉ 邮箱: marketing@elabscience.cn

📍 地址: 武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋



企业官网



微信公众号

EFL003-2501v1