

Elabsience®

高敏 ELISA试剂盒 (High Sensitivity, HS)

新品
来袭



高灵敏度

◎ 灵敏度达0.20 pg/mL

高检出率

◎ 30%-100%

丰富样本验证

◎ 常规分泌性样本及
细胞模型样本

自主研发 迭代升级新工艺



原料

新原料的多重筛选和配
对，抗体亲和力更高，
抗原抗体结合力更强。



包被工艺

包被工艺的优化，让抗
体的Fab片段暴露更充分
，结合抗原更高效。



标记工艺

标记工艺的优化，提高
了检测抗体上标记生物
素的数量，增强了信号
放大的作用。



稀释液体系

精心筛选的稀释液能有
效降低背景干扰，检测
结果准确性更高。

细胞因子指标推荐

Human

• IL-1 β • IL-2 • IL-6
• IL-8 • IL-10
• IL-17A • IFN- γ

Mouse

• IL-1 β • IL-4 • IL-6
• IL-10 • IL-17A
• IL-18 • IFN- γ
• TNF- α

Rat

• IL-1 β • IL-6
• IL-10 • IL-12
• TNF- α

武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司
Elabsience Biotechnology Co., Ltd

☎ 电话: 027-87879180

✉ 邮箱: marketing@elabsience.cn

📍 地址: 武汉市高新大道858号光谷生物医药园二期B18栋

