

科研人信赖的TUNEL凋亡试剂盒



灵敏度高

对标国际大牌,可在单细胞水平检测细胞凋亡



多种选择

可以根据不同样本,不同仪器选择最合适的试剂盒



使用方便


组分齐全,无需额外购买其他试剂,使用更省心




各司其职

针对原位/流式检测方法,分别开发了不同的试剂,使用更放心


Elabscience® TUNEL检测结果



小鼠结肠组织, DNase I 处理10 min,
用一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒
(绿色, FITC) (E-CK-A320) 检测结果



HL-60细胞, 2.5 μM 喜树碱培养4 h,
用一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(绿色,
Elab Fluor® 488) (E-CK-A421) 检测结果



小鼠结肠组织, DNase I 处理 10 min,
用TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒
(HRP-DAB显色法) (E-CK-A331) 检测结果

Elabscience® TUNEL试剂盒不同检测方法对比

	原位TUNEL	流式TUNEL
检测仪器	荧光显微镜	流式细胞仪
适用样本	石蜡切片、冰冻切片、细胞爬片、细胞涂片	悬浮细胞、贴壁细胞
荧光种类	FITC/Elab Fluor®488/Elab Fluor®594 /Elab Fluor®647/Elab Fluor®555	FITC/Elab Fluor®488/Elab Fluor®594 /Elab Fluor® Violet 450/Elab Fluor®647/Elab Fluor®555
结果类型	定性、半定量	定性、定量

Tips: 凋亡细胞易脱片, 流式检测更准确, 建议细胞爬片优先选用流式TUNEL法检测

产品荣登顶刊,助力多篇高分文献发表


Elabscience®TUNEL系列产品文献概况

404 篇 文献总数量 | **2,531.6** 累计影响因子 | **64.5** 最高影响因子 *Cell*

TUNEL热门产品文献数据

【一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒(绿色, FITC) (货号:E-CK-A320)】

247 次 累计被引用次数 | **1,479.2** 累计影响因子 | **30.8** 最高影响因子 *Nature Genetics*




IF=64.5

Cell
One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, Elab Fluor® 488) (E-CK-A321)



IF=30.8

Nature Genetics
One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) (E-CK-A320)



IF=27.7

Molecular Cancer
One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) (E-CK-A320)



IF=24.8

Science Immunology
One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 555) (E-CK-A325)



IF=19.0

Advanced Functional Materials
One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Red, Elab Fluor® 594) (E-CK-A322)

更多文献信息, 请访问Elabscience®官网: www.elabscience.cn

Elabscience® TUNEL凋亡检测试剂盒

产品名称	货号	规格	价格	检测仪器
一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Green, FITC)	E-CK-A320	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	荧光显微镜
一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Green, Elab Fluor® 488)	E-CK-A321	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Red, Elab Fluor® 594)	E-CK-A322	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Red, Elab Fluor® 647)	E-CK-A324	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL原位凋亡检测试剂盒(Red, Elab Fluor® 555)	E-CK-A325	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Green, FITC)	E-CK-A420	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	流式细胞仪
一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Green, Elab Fluor® 488)	E-CK-A421	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Red, Elab Fluor® 594)	E-CK-A422	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Blue, Elab Fluor® Violet 450)	E-CK-A423	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Red, Elab Fluor® 647)	E-CK-A424	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒(Red, Elab Fluor® 555)	E-CK-A425	20/50/100 Assays	¥1500/2000/3600	
TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒 (HRP-DAB显色法)	E-CK-A331	20/50/100 Assays	¥1650/2850/4620	光学显微镜

武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司
Elabscience Biotechnology Co., Ltd.

☎ 电话: 400-999-2100

🌐 官网: www.elabscience.cn

✉ 邮箱: marketing@elabscience.cn

📍 地址: 武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋



企业官网



微信公众号

EFL015-2503v1