

Elabscience® 流式抗体


助您高效识别免疫细胞, 轻松鉴定细胞激活状态

Elabscience®流式抗体致力于为您的流式细胞分析实验带来更优质的体验, 选用经典克隆株纯化抗体, 产品涵盖抗人/大鼠/小鼠等, 指标丰富。

同时, Elabscience®提供免费配色、数据分析配套服务, 为您提供整体流式解决方案!



Elabscience®现有13种荧光标记流式抗体, 更多颜色荧光标记正在研发中!



*Elabscience®可提供核染料, 如PI、7-AAD等。




Elabscience®流式抗体产品特点


出口品质 源于经典克隆, 更优标记工艺

性价比高 小包装规格, 仅需¥300-500


库存充足 常规抗体, 现货库存



更优的标记工艺: 增加染色指数



更强荧光偶联技术: 降低染色背景




更好的选择: 多色流式卓越表现

★ 实验应用案例

- T/B/NK细胞群检测
- Th1/Th2/Th17细胞群检测
- Treg细胞群检测
- DC细胞群检测
- 巨噬细胞群检测
- MDSC细胞群检测

实验结果展示



抗体搭配推荐

案例	流式抗体	种属
T/B/NK 细胞群检测	CD45- PerCP	Human
	CD3-FITC	
	CD16-PE	
	CD56-PE	
	CD19-APC	
DC 细胞群检测	CD3-FITC	Human
	CD19-FITC	
	CD56-FITC	
	CD14-FITC	
	HLA-DR-Elab Fluor® Violet 450	
	CD11c-APC	
巨噬细胞群检测	F4/80-PE	Mouse
	CD11b-FITC	
	CD11c-PE/Cyanine7	
	CD206-APC	
MDSC 细胞群检测	CD11b-PE	Mouse
	Ly-6G-FITC	
	Gr-1-APC	
Treg 细胞群检测	CD45- Elab Fluor® Violet 450	Human
	CD3- Elab Fluor® Red 780	
	CD4-FITC	
	CD8a-PerCP/Cyanine5.5	
	CD25-PE	
CD127- Elab Fluor®647		

更多流式Panel, 请联系Elabscience®或当地经销商。

