



Elabscience® 出口品质流式抗体

Elabscience®流式抗体优势


- 出口品质** ◎ 选用经典克隆，更优标记工艺。
- 性价比高** ◎ 小包装规格，仅需 ¥ 300~500。
- 库存充足** ◎ 常规指标，现货库存，24h内发货。



更优的标记工艺：增加染色指数




更强的荧光偶联技术：降低染色背景




更好的选择：多色流式卓越表现

竞品对比

Anti-Mouse CD40-APC




Elabscience®




B公司

Anti-Mouse CD40-APC&CD4-FITC



Elabscience®



D公司

Elabscience®流式抗体分离效果媲美国际大牌

热销流式抗体

Anti-Human	CD10	CD105	CD107a/LAMP-1	CD117	CD11b	CD11c	CD123	CD127/IL-7RA	CD13
	CD133	CD14	CD15	CD16	CD183/CXCR3	CD19	CD197/CCR7	CD20	CD206
	CD24	CD25	CD27	CD273/PD-L2	CD274/PD-L1	CD279	CD28	CD29	CD3
	CD31	CD32	CD326	CD33	CD34	CD38	CD4	CD40	CD41
	CD44	CD45	CD45RA	CD45RO	CD47	CD54	CD56	CD61	CD62L
	CD64	CD66b	CD69	CD73	CD80	CD81	CD83	CD86	CD8a
	CD9	CD90	HLA-A,B,C	HLA-DR	IFN- γ	IgM	IL-17A	IL-4	PD-L1
Anti-Rat	CD3	CD4(domain 1)	CD44H	CD45	CD47	CD8a	CD90		
Anti-Mouse	CD103	CD105	CD115	CD117	CD11b	CD11c	CD122	CD127/IL-7RA	CD14
	CD1b	CD161/NK1.1	CD162	CD19	CD206	CD24	CD25	CD274/PD-L1	CD279/PD-1
	CD28	CD3	CD31	CD326	CD335	CD34	CD38	CD3e	CD4
	CD40	CD44	CD45	CD45.1	CD45.2	CD45R/B220	CD47	CD48	CD49b
	CD62L	CD64	CD71	CD73	CD80	CD86	CD8a	CD90.1	CD90.2
	F4/80	Foxp3	Gr-1	H-2	IFN γ	IgM	IL-10	IL-17A	IL-2
	IL-4	Ly6A/E	Ly6C	Ly-6G	MHC II (I-A/I-E)	PD-L1	TCR γ/δ	TCR β	TER-119

Elabscience®现有超2700种流式抗体，更多指标持续开发中，敬请期待！

常见荧光基团信息

荧光	发射光颜色	激光器 (nm)	最大激发光 (nm)	最大发射波长 (nm)	相对荧光亮度
EV450	Blue	405	410	450	★★
AF488	Green	488	495	520	★★★
FITC	Green	488	490	530	★★★
PE	Yellow	488, 561	495, 565	575	★★★★★
PE/TR	Orange	488, 561	495, 565	620	★★★★★
APC	Red	633	650	660	★★★★
AF647	Red	633	650	670	★★★★
PE/Cyanine5	Red	488, 561	495, 565, 655	670	★★★★
PerCP	Red	488	440, 480, 675	675	★
PerCP/Cyanine5.5	Red	488	440, 480, 675	675	★★★
PE/Cyanine5.5	Far Red	488, 561	495, 565, 675	690	★★★★
PE/Cyanine7	Infrared	488, 561	495, 565, 755	775	★★★★★
ER780	Infrared	633	625	765	★★

Elabscience®现有13种荧光标记流式抗体，更多颜色荧光标记抗体持续更新中...

☎ 咨询电话：027-87526315

📍 公司地址：武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋

