



小鼠微量

MS ELISA试剂盒

上样量仅需 **25 μ L**，节约样本用量 **75%**
增加实验可重复性！

应用场景

01

一只小鼠同时
做多指标检测

02

做阶段性及周期
性验证研究

03

来源困难/特别
珍贵的样本类型



MS ELISA试剂盒覆盖研究领域

免疫学

IL-1 α IL-17A
IL-1 β IL-22
IL-2 IL-23
IL-4 IFN- γ
IL-6 CTSS
IL-10 MIP1F2
IL-12 TNF- α
IL-12 p40

心血管

AGER
ENG
LEP
LEPR
OPG
REN
RETN

信号传导

C5a
GHR
HGF
IGF-1
IGFBP-6
MMP-8
VEGF-A

癌症

CCL12 KIM-1
CXCL1 MCP-1
G-CSF RANTES
GM-CSF SELE
ICAM-1 SELP
IFN- γ R1 TNFRSF1B

更多详细信息请关注Elabscience官网查看~

武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司
Elabscience Biotechnology co.,Ltd

电话: 027-87879180

邮箱: marketing@elabscience.cn

地址: 武汉市高新大道858号光谷生物医药园二期B18栋



扫码了解详情