

常见Human Panel搭配

亚群	指标	荧光素	货号
T/B/NK	CD45	PerCP	E-AB-F1137F
	CD3	FITC	E-AB-F1001C
	CD16	PE	E-AB-F1236D
	CD56	PE	E-AB-F1239D
	CD19	APC	E-AB-F1004E
	Mouse IgG1, κ Isotype Control	PE	E-AB-F09792D
Treg	CD4	FITC	E-AB-F1097C
	CD25	APC	E-AB-F1102E
	Foxp3	PE	E-AB-F1238D
	Rat IgG1, κ Isotype Control	APC	E-AB-F09822E
	Mouse IgG1, κ Isotype Control	PE	E-AB-F09792D
T细胞	CD45	Elab Fluor® Violet 450	E-AB-F1137Q
	CD3	APC	E-AB-F1001E
	CD4	FITC	E-AB-F1109C
	CD8a	PE	E-AB-F1110D
Th1/Th2	CD3	UCHT1	E-AB-F1230J
	CD4	FITC	E-AB-1352C
	IFN-γ	APC	E-AB-F1196E
	IL-4	PE	E-AB-F1203D
	Mouse IgG1, κ Isotype Control	APC	E-AB-F09792E
	Rat IgG1, κ Isotype Control	PE	E-AB-F09822D

常见Mouse Panel搭配

亚群	指标	荧光素	货号
T/B/NK	CD45	Elab Fluor® Red 780	E-AB-F1136S
	CD3	FITC	E-AB-F1013C
	CD19	PE/Cyanine7	E-AB-F0986H
	NK1.1	APC	E-AB-F0987E
	Mouse IgG2a, κ Isotype Control	APC	E-AB-F09802E
Treg	CD4	FITC	E-AB-F1097C
	CD25	APC	E-AB-F1102E
	Foxp3	PE	E-AB-F1238D
	Rat IgG1, κ Isotype Control	APC	E-AB-F09822E
	Mouse IgG1, κ Isotype Control	PE	E-AB-F09792D
T细胞	CD45	Elab Fluor® Violet 450	E-AB-F1137Q
	CD3	APC	E-AB-F1001E
	CD4	FITC	E-AB-F1109C
	CD8a	PE	E-AB-F1110D
DC细胞	CD3	FITC	E-AB-F1013C
	MHC II	Elab Fluor® Violet 450	E-AB-F0990Q
	CD11c	PE	E-AB-F0991D
	CD11b	APC	E-AB-F1081E
	Rat IgG2b, κ Isotype Control	Elab Fluor® Violet 450	E-AB-F09842Q
	Armenian Hamster IgG Isotype Control	PE	E-AB-F09852D
	Rat IgG2b, κ Isotype Control	APC	E-AB-F09842E

更多流式Panel, 请访问www.elabscience.cn, 也可联系Elabscience® 技术支持进行免费配色。

流式辅助试剂

分类	货号	试剂名称	规格
红细胞裂解	E-CK-A105	10×红细胞裂解液(不含固定剂)	100/200/500 mL
	E-CK-A106	10×红细胞裂解液(含固定剂)	50/100/500 T
刺激阻断	E-CK-A091	细胞因子激活和蛋白阻断试剂盒	50/100/200/500 Assays
缓冲液	E-CK-A107	细胞染色缓冲液	100/200/500 mL
固定/破膜	E-CK-A108	Foxp3/转录因子染色固定&破膜试剂盒	20 Assays
	E-CK-A109	胞内因子固定破膜剂	50/100/500 Assays
FcR封闭	E-AB-F0997A	Purified Anti-Mouse CD16/32 Antibody	25/100 µg
	E-AB-F1236A	Purified Anti-Human CD16 Antibody	25/100 µg

流式实验 实用工具指南

- ▶ 细胞凋亡检测
- ▶ 细胞增殖/活力/毒性/周期检测
- ▶ 流式抗体
- ▶ 常见Human Panel搭配
- ▶ 常见Mouse Panel搭配
- ▶ 流式实验辅助试剂



关注微信公众号



技术支持二维码

细胞凋亡检测

分类	货号	名称	规格
Annexin V	E-CK-A211	Annexin V-FITC / PI细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
	E-CK-A212	Annexin V-FITC/7-AAD 细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
	E-CK-A213	Annexin V-Elab Fluor®647/PI 细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
	E-CK-A216	Annexin V-PE/7-AAD 细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
	E-CK-A217	Annexin V-APC/PI 细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
	E-CK-A218	Annexin V-APC/7-AAD 细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
	E-CK-A252	Annexin V-FITC/DAPI 细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
	E-CK-A258	Annexin V-APC/DAPI 细胞凋亡检测试剂盒	20/50/100/200 Assays
TUNEL	E-CK-A320	一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒 (绿色, FITC)	20/50/100 Assays
	E-CK-A321	一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒 (绿色, Elab Fluor®488)	20/50/100 Assays
	E-CK-A322	一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒 (红色, Elab Fluor®594)	20/50/100 Assays
	E-CK-A324	一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒 (红色, Elab Fluor®647)	20/50/100 Assays
	E-CK-A325	一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒 (红色, Elab Fluor®555)	20/50/100 Assays
	E-CK-A331	TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒 (HRP-DAB显色法)	20/50/100 Assays
	E-CK-A420	一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒 (绿色, FITC)	20/50/100 Assays
E-CK-A421	一步法TUNEL流式凋亡检测试剂盒 (绿色, Elab Fluor®488)	20/50/100 Assays	
Caspase	E-CK-A381	Caspase 1活性检测试剂盒(分光光度法)	20/50/100 Assays
	E-CK-A382	Caspase 2活性检测试剂盒(分光光度法)	20/50/100 Assays
	E-CK-A383	Caspase 3/7活性检测试剂盒(分光光度法)	20/50/100 Assays
	E-CK-A386	Caspase 6活性检测试剂盒(分光光度法)	20/50/100 Assays
JC-1	E-CK-A301	线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1)	20/50/100 Assays

截止至2022年12月, Elabscience®凋亡系列产品已被350+SCI文献引用, 最高IF达41.444。
更多优质凋亡检测产品, 请访问www.elabscience.cn或联系当地经销商。

细胞增殖/活力/毒性/周期检测

分类	货号	名称	规格
活死双染	E-CK-A354	Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒	100/500/2000 Assays
细胞活力	E-CK-A362	增强型细胞活力检测试剂盒(CCK-8)	100/500/10,000 Tests
	E-CK-A341	MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒	500/1000 Assays
细胞增殖	E-CK-A371	E-Click EdU细胞增殖流式检测试剂盒 (绿色, Elab Fluor® 488)	50/200 Assays
	E-CK-A376	E-Click EdU细胞增殖成像检测试剂盒 (绿色, Elab Fluor® 488)	50/200 Assays
	E-CK-A377	E-Click EdU细胞增殖成像检测试剂盒 (红色, Elab Fluor® 594)	50/200 Assays
	E-CK-A378	E-Click EdU细胞增殖成像检测试剂盒 (红色, Elab Fluor® 647)	50/200 Assays
细胞周期	E-CK-A351	细胞周期检测试剂盒(DNA含量检测)	20/50/100 Assays

更多优质细胞增殖/活力/毒性/周期检测相关产品, 请访问 www.elabscience.cn 或联系当地经销商。


流式抗体

更多选择 ◎ Elabscience®现有13种荧光标记流式抗体, 更多颜色荧光标记正在研发中!



出口品质 ◎ 源于经典克隆, 更优标记工艺

性价比高 ◎ 小包装规格, 仅需¥300~500

库存充足 ◎ 常规抗体, 现货库存



更优的标记工艺: 增加染色指数



畅销流式抗体

Anti-Human	CD56	CD2	CD303	CD206	CD122/IL-3RB	CD127/IL-7RA	CD15	CD274/PD-L1	CD28	
	CD62L	CD183/CXCR3	IgD	CD45RO	CD25	CD9	CD32	CD69	CD196/CCR6	
	CD16	CD14	CD13	CD154	CD19	CD184/CXCR4	CD3	CD7	CD4	
	CD44	CD24	CD107a/LAMP-1	CD123	CD11c	IFN-γ	IgM	CD40	CD22	
	CD21	IL-2	IL-5	IL-4	IL-6	IL-10	IL-17A	IL-21	CD134	
	CD27	CD31	CD33	CD39	CD8	CD80	CD86	CD83	CD5	
	CD38	CD57	CD49d	CD81	CD197/CCR7	Ig light chain λ	TCR γ/θ	HLA-DR	CD273	
Anti-Rat	Ig light chain k	CD64	CD20	CD279/PD-1	CD45RA					
	CD3	CD90	CD44H	CD4	CD47	CD45	CD8a			
	Anti-Mouse	IgM	CD11b	CD274/PD-L1	B220	CD25	CD335	IFN-γ	CD16/32	MHCIN-A/1-E
		CD103	CD197/CCR7	IL-4	CD44	CD150	CD19	CD161/NK1.1	CD206	CD14
		CD122	CD73	CD3	IL-10	CD127/IL-7RA	CD86	CD23	CD28	CD4
		IgD	CD279/PD-1	CD62L	IL-17A	CD69	CD272	CD19	CD45R/B220	CD119
		CD49b	CD272	CD40	CD366/Tim-3	Foxp3	CD5	CD71	F4/80	CD80
CD11C		Ly6C	CD8a	IL-2	CD1d	CD64	CD115	Gr-1	IL-6	
CD183/CXCR3	CD22	IL-5	Ly6G							